

Nyálminta begyűjtésére vonatkozó utasítások




1 Időzítés: A mintáját lehetőleg reggel, a leadás előtt gyűjtse be. Ha előző éjszaka gyűjti be, a leadásig tartsa hűtőszekrényben. Kérjük, a minta begyűjtése előtti 30 percben lehetőleg kerülje az evést, ivást, rágozást, dohányzást és az e-cigaretta használatát.



2 Nyissa ki a zacskót: A zacskóban található egy kék tölcsér, valamint egy kék kupakkal ellátott cső. A cső belsejében folyadék van. Óvatosan csavarja le a kék kupakot, ügyelve, nehogy kifröccsenjen a folyadék, és felfelé állítva tegye félre a csövet. Helyezze a tölcsér kifolyórészét.




3 Köpjön a tölcsérbe: Óvatosan köpjön bele a tölcsérbe. Tartsa a nyálát a szájában, és ne nyelje le, majd köpje bele a tölcsérbe. Gondoljon valami finomra vagy savanyúra, hogy elősegítse a nyálképződést.



4 Tölts fel a piros vonalig: Tölts fel a tartályt elég nyállal ahhoz, hogy elérje a piros vonalat – ez több percet is igénybe vehet. A nyálban lévő buborékokat hagyja figyelmen kívül; a buborékok nem számítanak bele a teljes mennyiségbe.



5 Dobja ki a tölcsért: Távolítsa el a tölcsért, és dobja a szemétkébe. Csavarja vissza a kupakot a tartályra. A szívárgás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy szorosan tekerje rá a kupakot. Ha Ön gyermek, kérje felnőtt segítségét.



6 Keverje össze: A kupak szoros felhelyezése után óvatosan rázza meg a tartályt 3-5 alkalommal a tartalma megkeveréséhez.



7 Címkezze fel a csövet: Írja rá a címkére a törvényes utó- és vezetéknevét, a születési dátumával együtt. Ragassza rá függőlegesen a címkét a csőre. Ne feledje, hogy a nem megfelelően felcímkézett mintákat nem tudjuk feldolgozni.



8 Töltse ki az igénylőt: Töltse ki hiánytalanul a laboratóriumi igénylését. A teljes törvényes nevét írja rá, amely azonos az egészségbiztosítási kártyáján szereplővel.



9 Zacszkózá: Helyezze vissza a felcímkézett nyálmintáját a műanyag zacskóba, amelyben érkezett. Zárja le a zacskót. Hajtsa össze a kitöltött laboratóriumi igénylőlapot, és helyezze a műanyag zacskó külső zsebébe.

10 Leadás: köpetkészleteket az adott iskola erre kijelölt „nyálmintakészlet-átvételi” állomásán adhatja le. A másnapi eredmények érdekében a mintát az előtt adja le, hogy a futár az iskolába érne (a futár időbeosztását az iskola vezetőségétől tudhatja meg). Ha pénteken azt követően szeretné leadni a mintáját, hogy a futár már begyűjtötte a mintákat, akkor arra kérjük, hogy a hétvége folyamán tartsa hűtőszekrényben a mintáját, és hétfőn adja le. Ennek az a célja, hogy a minta hőmérséklete a hétvége során stabil maradjon.



Címkezési tippek

Kérjük, az igénylésre a teljes törvényes nevét írja. Ebben az esetben nem tudjuk elfogadni az előnyben részesített neveket.

A törvényes utó- és vezetéknevek, valamint a születési dátumnak EGYEZNIIE kell a mintacímken szereplő utó- és vezetéknevvvel, valamint születési dátummal.

Ne felejtse el felcímkézni a mintáját. A nem felcímkézett mintákat nem tudjuk feldolgozni.



Olvassa be a QR-kódot az instrukciós videónk megtekintéséhez, vagy látogasson el a www.sickkids.ca/salivatestingprogram címre!